

Σας αποστέλλουμε την πρόταση μας για τη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «κουβέρτες θέρμανσης-ψύξης ασθενών» .

Παρατηρήσεις:

Για τις κουβέρτες θέρμανσης προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Ολόσωμη κουβέρτα ενηλίκων για τοποθέτηση πάνω από το σώμα του ασθενούς, διαστάσεων 225 x 132 +/-3 cm
Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με την προσφερόμενη εταιρεία, αλλά η κατηγορία είναι μια και αφορά ολόσωμες κουβέρτες ενηλίκων, οπότε προτείνουμε να αφαιρεθούν οι διαστάσεις και να ορίζεται η κατηγορία μόνο.
2. Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι ανθεκτικό, ελαφρύ, υποαλλεργικό, υφασμάτινης υφής και με διαφορετικό χρωματισμό
Ο διαφορετικός χρωματισμός και η μόνο μια σωστή πλευρά τοποθέτησης, μόνο επιπλέον διαδικασία για το νοσηλευτή μπορεί να θεωρηθεί. Οπότε προτείνουμε να αφαιρεθεί η ανάγκη να υπάρχει διαφορετικός χρωματισμός επιφανείας.

Για τη συσκευή θέρμανσης προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μικρότερου των 6 κιλών
Προτείνουμε το βάρος της συσκευής να είναι χαμηλό και να είναι των 7 κιλών και κάτω. Η συσκευή είναι, έτσι κι αλλιώς, τοποθετημένη πάνω σε τροχήλατη βάση για τον πιο αποτελεσματικό της χειρισμό.
2. Να φέρει εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, με αντικατάσταση μετά από περίπου 2.000 ώρες χρήσης
Προτείνουμε η συσκευή να φέρει σύστημα ενημέρωσης (alarm), όταν συμπληρωθούν οι ώρες χρήσης του φίλτρου αέρος, ανεξάρτητα από το το απόλυτο νούμερο των ωρών χρήσης.
3. Να έχουν επιλογή θερμοκρασίας : περιβάλλοντος, 32 C, 38 C , 42 C (όλα +/- 2)
Προτείνουμε να έχουν τις ανάλογες επιλογές θερμοκρασίας ανά κατασκευαστή όπως η θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αλλά η ακρίβεια να περιορίζεται στο +/- 1
4. Να επιτυγχάνεται η επιλεγμένη θερμοκρασία ταχέως και να διατηρείται σταθερή για όσο κρίνεται
Προτείνουμε να επιτυγχάνεται η επιλεγμένη θερμοκρασία ταχέως αλλά και να μπορείς να το ρυθμίσεις και χειροκινήτά,

Σας ευχαριστώ

Diamantis Panopoulos

Sales Representative | Patient Monitoring (PM) & Respiratory Interventions (RI)

Medtronic

Medical Surgical

Leoforos Kifissias 24B | Maroussi, Athens 15125 | Greece


Office +30 210 6779099 | Direct +30 214 1008453 | Mobile +30 695 777 26 29

diamantis.panopoulos@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](https://www.facebook.com) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com) | [Twitter](https://twitter.com) | [YouTube](https://www.youtube.com)

Medtronic

Engineering the extraordinary



Patient monitoring &
respiratory interventions
medtronic.co.uk/pmri



Patient safety
in our hands